

ALINGO

品名

モミつくすキュツとラボ

型式

MCR4617

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、モミつくすキュツとラボ「MCR4617」をご購入いただきありがとうございます。箱にありがとみさげがはさました。この取扱説明書は、本製品の使用方法や安全事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる際には、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。事故が起きるまいよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必ず安全を最優先してご使用されるよう、すぐに取り除ける場所へ大切に保管してください。

なお、本製品の保証期間は1年です。《保証期間外、または修理が必要と判断された場合》は、修理料の負担はユーザーとなります。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

使用方法

使用例/
持ち運び方法

使用上の注意
お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

1

警告・注意



- 使用中・使用後に疲労が激しくなった、めまいがする、手足が震えたりしたなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- 身体が不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。



注意



- 本製品は必ず室内でご利用ください。
- ご使用前には、必ず本製品が平らな床に置かれていて、本体が十分充電しているかご確認ください。
- 日本国内で使用するください。
- ご使用前には、コントロールパネルが正常に作動するが確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。



- ご使用の場には、必ず、振動から床面を保護するマットなどを敷いてください。床に損傷を与えるおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご利用されますと、テレビの画像やラジオの音質にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそのらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- 直射日光やストーブなどの火気・熱源の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品は必ずイタや床に置掛けて使用し、絶対に製品の上に立たないでください。
- 布製の古い絨毯などの上では使用しないでください。動作騒音を軽減するおそれがあります。

保管・お手入れについての警告・注意事項



警告



- 充電時以外は電源プラグをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまみつかないような場所に置き、特にお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを傷めてください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの際には、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。



注意



- 使用前に確認され、及び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を同梱書の上、ご使用ください。



- 本製品を商品にわたりに使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。その際、シンナー系や油系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。



電動機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —



警告



- ご使用前は必ず「切/入」ボタンを押して、すべて必要な電源を停止させてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならないときや、雷が降る山したときなど、「切/入」ボタンを押して電源をOFFにしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 充電時ときには直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは必ず安全な状態で差し込んでください。差し込みが浅い状態でも、感電・ショート・発火の原因になります。



- 直射日光の当たる場所や熱気の多い場所、熱源の近く、湿気には保管しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 電圧が100V以下・30W以上の状態で必ず使用にならないでください。正常に作動しないおそれがあります。故障の原因にもなります。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で感電しないでも、故障や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、浴室・湯船などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品に脚を入れた状態で、電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。



- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずプラグをしっかりとコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが傷み、差し込みがゆるんだ状態のままではご使用しないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 製品を落下や浸水などで損傷した場合は、絶対に使用しないで弊社カスタマーサービス窓口までご連絡ください。



- 本製品に油汚れや破損など異常が見えた場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品の修理・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、必ず弊社カスタマーサービス窓口までご相談ください。(お問い合わせ先・修理の場合同様参照)
- 電源コードが破損した場合には、弊社カスタマーサービス窓口までご連絡ください。弊社以外での修理は行わないでください。

※本製品は、電源コードの破損やプラグの脱落により感電・発火、お人身や財産の損害をメーカーサービス窓口(カスタマーサービス)に連絡し、対応していただく必要があります。

※本製品は、電源コードの破損やプラグの脱落により感電・発火、お人身や財産の損害をメーカーサービス窓口(カスタマーサービス)に連絡し、対応していただく必要があります。


※本製品は、電源コードの破損やプラグの脱落により感電・発火、お人身や財産の損害をメーカーサービス窓口(カスタマーサービス)に連絡し、対応していただく必要があります。

※本製品は、電源コードの破損やプラグの脱落により感電・発火、お人身や財産の損害をメーカーサービス窓口(カスタマーサービス)に連絡し、対応していただく必要があります。

※本製品は、電源コードの破損やプラグの脱落により感電・発火、お人身や財産の損害をメーカーサービス窓口(カスタマーサービス)に連絡し、対応していただく必要があります。

安全のため必ず守っていただくこと
■ 警告・注意事項

各部の名称



■ コントロールパネル ボタン名称



急停止	切/入	急停止ボタン	電源停止します。	切/入ボタン	電源をON/OFFします。
しゅかり やすらぎ	コース	コースボタン	【コースボタン】を押すと、あらかじめ内蔵されたプログラムが作動します。		
足裏 ふくらはぎ	手動	手動ボタン	【手動ボタン】を押すと、「足裏」「ふくらはぎ」の2種類の手動コースが選べます。		
つよい ふつう よわい	強さ	強さボタン	【強さボタン】を押すと、エアークッションを「つよい」「ふつう」「よわい」の3段階から選べます。		
ふくらはぎ	振動	振動ボタン	【振動ボタン】を押すと、振動マッサージが開始され、再び押すと振動マッサージが停止します。		

※全長は、コントロールパネルの各項目のボタンで調整できます。

使用方法

■ご使用の前に、必ず次の項目の確認をしてください。

1 電源プラグをコンセントに差し込み、[切/入ボタン]で電源をONにします

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. [切/入ボタン]を押して、電源をONにしてください。

▲注意

※ 電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みが正しいとせず使用しないでください。

電源プラグを差し込んで電源に差し込んでください。



2 マッサージを開始します

■自動コースの場合

[しっかり]コースと[やすらぎ]コースの2種類からお好みのコースをお選びください。

- しっかり** しっかりした刺激と圧迫を繰り返し、脚・足全体をマッサージ。
- やすらぎ** 脚と足裏をやさしく圧迫で締め込むマッサージコースです。

1. [コースボタン]を押して、「しっかりコース」もしくは、「やすらぎコース」の2種類からお好みのコースを選びます。

しっかり → やすらぎ → 切

2. [強度ボタン]を押すとよわい/ふつう/つよいの3段階から強度を選択できます。
3. [切/入ボタン]を押すと、すべてのマッサージが停止し、電源が切れます。マッサージ終了後、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

●動作開始から約15分で自動的に停止します。

■手動コースの場合

[足裏]コースと[ふくらはぎ]コースの2種類から選べます。

- 足裏** 足裏を中心にマッサージを行います。
- ふくらはぎ** ふくらはぎを中心にマッサージを行います。

1. [手動ボタン]を押して、「足裏」もしくは、「ふくらはぎ」の2種類からお好みのコースを選びます。

足裏 → ふくらはぎ → 切

2. [強度ボタン]を押すとよわい/ふつう/つよいの3段階から強度を選択できます。
3. [切/入ボタン]を押すと、すべてのマッサージが停止し、電源が切れます。マッサージ終了後、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

●動作開始から約15分で自動的に停止します。

■振動マッサージを使用する場合

本製品は振動マッサージを行うことができます。

1. [振動ボタン]を押すと振動マッサージが開始されます。再度、[振動ボタン]を押すと振動マッサージが停止します。

●動作開始から約15分で自動的に停止します。



オートオフ機能について

同地盤15分経過すると、自動的に動作を停止します。(LEDランプは全て消灯)

▲注意

- ※ 同地盤15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- ※ マッサージは15分以上しないでください。身体への過度以上の刺激を及ぼし、事故の原因となるおそれがあります。
- ※ 内部温度が過熱した状態によって安全機能が働いた場合、1時間程度冷却を怠らないで内部の温度を下げた後から使用してください。

使用例／持ち運び方法

■使用例



〔イスを使って使用する場合〕



本製品には、リクライニング機能が付いています。角度を調節することでイスに添付した状態や座位の状態、また横になったリラックスした姿勢でマッサージが楽しめます。角度調節は無限で調節できます。

〔座位で使用する場合〕



〔横になって使用する場合〕



- ※リラックスした姿勢でお使いください。
- ※ご使用中は立たないでください。転倒の原因になりますので、必ず添付した状態でご使用ください。
- ※リクライニングすると音は、必ず厚紙に入やベットの低いこと、周囲物がないが確認してください。
- ※キャスター付きのイスに座って使用しないでください。
- ※初めは「よいい」で使い、慣れてから「つよい」をお使いください。
- ※ご使用は1日18分以内にしてください。

▲注意

●脚以外の身体へのマッサージには使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。

●本体の足を踏むは絶対にや、足などを踏まないでください。けがや事故のおそれがあります。

●本体の上に乗ったり物を置いたりしないでください。本体の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。

●電気 plug する時、また、抜く時はお気を付けてください。事故を引き起こすおそれがあります。

●本製品は1人用です。同時に2人以上でのご使用にはお断いして頂きたい。けがや事故のおそれがあります。

●カバーが外れた時、裸の状態で使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。


●下からの突起物やカーペットなどに接触しないよう注意してください。

●画面の上に乗ったり、画面に物をかけるご使用は絶対にやめてください。

●画面下部にもたれ足分へは使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。

■持ち運び方法


本体を持ち運ぶときは、必ず持ち手を握ってください。
守らないと落下による破損や事故やけがのおそれがあります。



使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

- 人により異なるマッサージの時間・頻度は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりか、筋肉痛や皮膚を傷めるなど逆効果にもなります。
- 痛みが少しでも度になった場合には、すぐに使用を中止してください。



▲ 注意

- ぬいぐるみなど硬いものをつけた状態で使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- あくまで、足量のマッサージ以外の目的では使用しないでください。また、直接肌に当たる部位には使用しないでください。
- 本体の上に乗ったり物を置いたりしないでください。機器の故障や傷が原因で事故を引起こす原因になります。
- 閉気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引起こすおそれがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご利用にならないでください。ケガや事故のおそれがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法（本製品を長寿にむけに気をつけていただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。）

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長寿にむけ定期的に清潔・気密にお使いいただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。また、汚れなどが目立つ場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。このとき、ツブナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れは避けてください。劣化や変形の原因になります。

■保管および清潔について

- お子様の手の届くところから取り除いてください。
- 高温・高湿の多いところや、直射日光の当たるなど湿気に注意してください。
- 清潔は必ず自治体の取組決定に従ってください。

■布カバーのお手入れ方法

- 布カバーが汚れた場合は、本体から取りはずし、ぬるま湯で洗濯してください。
- 色落ちする場合がありますので、他の物との洗濯は避けてください。

【布カバーの取りはずし方】

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを完全にはずし、本体から取りはずしてください。

【布カバーの取り付け方】

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを本体のファスナー取り付け部に差し込み、ファスナーを最後まで閉めてください。

■布カバーが破れたり、傷んできた時

布カバーは消耗品です。布カバーが破れた時は、必ず貴社のカスタマーサービス窓口で専用布カバーをお求めください。（お便交換となります）専用布カバーのお求めは、貴社のカスタマーサービス窓口（0120-30-4515）までお問い合わせください。



▲ 注意

- 布カバーを破りはずした状態や縫った状態では使用しないでください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 当社の指定の布カバー以外は使用しないでください。

故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック箇所
●動作が弱い	→ ○ 電源プラグがコンセントに差し込まれていないか？ ○ 長時間の使用で本体が熱くありませんか？ （長時間利用時等において本体内部の温度を下げてから利用してください。）
●停止する	→ ○ 開始後15分経過していませんか？オートオフ機能が作動しています。

●温度が高いとしても、動作が停止しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず貴社のカスタマーサービス窓口にご相談ください。

お問い合わせ先は カスタマーサービス窓口 ☎ 0120-30-4515 (AM:0:00~PM4:00 月~PM11:00~PM7:00 土日・祝日も受付)

使用上の注意／お手入れ方法など
／故障かな？と思う前に

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生したときは保証規約により整備修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。

a. 取扱説明書記載以外や誤操作、取扱上の不注意	f. 非正規店の修理取次所以外で行われた修理などによる故障
b. 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷	g. 本製品本来の使用目的以外での使用
c. 雨、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障	h. 風乾燥などの不常気多量による故障
d. お買い上げ後のお客様による搬送、移動、落下など	i. 日本国外での使用の場合
e. 材質上の不備	j. 本保証書をご使用いただけない場合
- 製品の折損となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、開費料は原則としてお客様にてご負担願います。
- 整備保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間（1年間）が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりにして下さい。

ご購入店名	おなまえ		
		おところ	〒
ご購入年月日	電話番号	() -	

■ お客先に記入いただいた保証書（個人所有）は、修理、その他のサービス等に利用させていただきますがご遠慮ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

製品仕様

管理取書番号

一般的名称：卓式両用乾燥マシーナージ

説 明 名：Eミックスキユウとラビ

製 造 番 号：224A8872X00002000

製造販売業者：アルインコ株式会社

住 所：大阪府高槻市三島江1-1-1

生 産 国：中国

設置サイズ：W 545 × D 563 × H 455 (mm)

総質量(満室)：約 13.0kg

電 圧 電 圧：AC100V(50/60Hz)

定格消費電力：30W

定 時 間：15分

主 要 材 質：本体/A88(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン
共重合体樹脂)、生地/ポリエステル



この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

保証規約以外の修理について不明の場合は、お買上の販売店または弊社のカスタマーサービス課までお問い合わせください。

なお、この製品の耐用年数（消耗品）の保証期間は、製造打ち切り後、2年です。詳しくは、弊社のカスタマーサービス課までお問い合わせください。

この製品の
Webページはこちら



アルインコ株式会社
フィットネス事業部カスタマーサービス課

フリーダイヤル **0120-30-4515**
(AM10:00～PM4:00、PLPM12:00～PM1:00及び土・日・祝祭日を除く)
上記以外受付 FAX:072-678-6410 Email:res-sysair@alinea.co.jp
※修理や交換は保証した商品、およびその部品は無料で行いますが、お買い上げの保証書が必要です。